



BM50 マスクシート


アルジニック〔 alginic 〕繊維

BM50マスクシートはセルロース繊維を主原料とした再生繊維です。
保湿力の優れたアルギン酸繊維を加えて水圧結束方式で製造されました。
BM50はマスクパックシートの新しい地平を開いていきます。





BM50 生地の製造コース



1

原料処理

パルプアルカリ処理をしてフィブリン分子間に水素結合解離させます。

2

ビスコース製造

粘性の強いビスコースへアルジニックアシッドを入れる細いノズルを通して放射します。

3

繊維結合

放射された溶液が再び繊維素で組み合わせて、新しい 繊維を形成します。

4

高水圧 方法 織り

セルロース繊維にアルジニック繊維を混合して高水圧方式の生地製作コースを経ると50万の柔らかさの優れた生地として生産されます。




BM50の特長

1 柔らかい 密着力
生地ソフトな触感は密着力を上げる優れた引張硬度で、生地の物性を高めます。

2 優秀な皮膚密着性
肌の曲線に合して浮きなしで優しく密着して効果的に栄養を配ります。

3 優れた 保湿 効果
アルギネート（海藻）成分の優れた水分吸収性でエッセンス含浸量が高く、肌に十分な保湿を提供します。





海藻繊維の特別な機能

殺菌効果

海洋植物繊維の組織から発掘される陰イオンが細菌を除去します。
これは医療用包帯ガーゼとしても活用されます。

重金属吸収

肌の表面の鉛、水銀など有害成分を吸収し肌の健康を改善します。

皮膚回復

細菌、ダニ、真菌などで損傷された肌を効果的に回復させます。



BM50の使用感



柔らかい肌触り

シートの柔らかいテクスチャーが感じられます。

クーリング 効果

肌の熱感を下げて涼しくてさわやかな使用感を提供します。



均一密着

肌の曲げに合して均等に密着し快適フィット感をプレゼントします。

BM50 マスクシートの適用分野



フェイシャルマスク

一般スキンケアルーチンへ使用される高級フェイシャルマスク製品。



化粧品パッド

丸い円形または様々な形のパッド、化粧綿などの製品に応用可能。



医療用ドレッシング

傷癒しを助ける高度の医療用ドレッシング素材として利用可能。

